

## ***Alerta de Seguridad 0501a***

### ***Agujas dentales***

***Código del Reporte: 0501a***

***Febrero, 2010***

**Equipo Medico:** Agujas dentales [12-740]

Agujas Dentales Desechables, tamaño 27G y 30G, lote 0805, fecha vencimiento 05/2013, del Fabricante y suministrador Quayle Dental, de Inglaterra.

**Problema:**

Esta alerta es una continuación de la alerta 0501 referente a las Agujas dentales emitida recientemente por nuestro Centro.

Como parte del proceso de investigación y cumpliendo con la primera recomendación de nuestro centro, el 2 de febrero del 2010 realizamos una reunión conjunta con el Representante del Fabricante QUAYLE DENTAL, donde le solicitamos la documentación donde consten las especificaciones técnicas para las agujas dentales que el comercializa.

Dando respuesta a esta solicitud el fabricante realizo el análisis y evaluación de sus productos emitiendo las consideraciones finales sobre sus agujas dentales, las cuales cumplen con las especificaciones técnicas y son de buena calidad.

Nos refiere que la parte de la aguja dental que conecta con el cartucho de la jeringuilla, es conocida como cubo (hub), y que ellos comercializan agujas con dos modalidades de roscas denominadas en el mercado: Métrica e Imperial. Destaca que habitualmente a MEDICUBA desde el año 2006 le ha ofertado agujas tipo imperiales, después de haberse determinado que las métricas no eran compatibles con las jeringuillas existentes en los servicios estomatológicos del país.

Teniendo en cuenta lo referido por el fabricante es importante que siempre que se busquen ofertas hacer esta especificación a los proveedores para evitar el envío indistinto de agujas con un tipo u otro de rosca.

**Acciones: .-**

El CCEEM orienta:

- 1.- Que MEDICUBA antes de efectuar la compra de este producto, revise las especificaciones que se refieren a las condiciones de las jeringas existentes en el país, teniendo en cuenta las posibilidades planteadas por el fabricante en su respuesta al CCEEM.
- 2.- Que se revisen en todas las dependencias de EMSUME así como en los almacenes provinciales y municipales la existencia de compatibilidad entre

jeringas carpules y agujas dentales, antes de ser suministradas a las instituciones estomatológicas.

- 3.- Que en los servicios estomatológicos se revisen los diferentes tipos de jeringuillas existentes y verifiquen el acople de las agujas antes de someterlas a su utilización.

**Fuente de Información:** Sistema Nacional de Salud

**Distribuidas:** Dirección Nacional de Estomatología, Dirección Nacional de Atención Primaria de Salud, Estomatólogos, Técnicos de Estomatología, Coordinadores de Seguridad, Importador y Distribuidor.

**El Centro de Control Estatal de Equipos Médicos mediante el Programa de Reporte Usuario REM tiene la función de monitorear los eventos adversos relacionados con equipos médicos.**

***Centro de Control Estatal de Equipos Médicos CCEEM***

**Unidad de Vigilancia**

Calle 4 No. 455 (altos) e/ 19 y 21. Plaza de la Revolución.  
Ciudad de La Habana. C.P. 10400

**Teléfono:** Línea Caliente (Directo):835-3889 y Pizarra: 832-5072 y 832-7217

**E-Mail:** [rem@cceem.sld.cu](mailto:rem@cceem.sld.cu)

**Fax:** 638-1930



Aprobado por:

Ing. Dulce Ma. Martinez Pereira  
Directora